

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alkbh1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q13686

Número de artículo: CM0007526



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la dioxigenasa de ácido nucleico ALKBH1 humana, validado para WB, IP, IF/ICC y ELISA. Detecta muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en reparación de ADN, desmetilación de ARNt y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALKBH1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ABH; ABH1; alKB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8846
GeneID	8846
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 290-389 de ALKBH1 humano (NP_006011.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13686
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo