

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alkbh1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q13686

Número de artículo: CM0008567



Introducción

ALKBH1 Rabbit mAb (Q13686) validado para WB, IP, IHC-P, ELISA. Reconoce ALKBH1 humano, de ratón y de rata. Apto para estudios de desmetilación de tRNA/ADN, reparación de ADN y traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALKBH1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8846
ID del Gen	8846
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ALKBH1 humano (Q13686).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13686
Peso Proteico	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo