

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alkbh1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13686

Número de artículo: CM0013869



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALKBH1 validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA en muestras humanas y de ratón. Se dirige a la dioxigenasa de ácidos nucleicos ALKBH1, una enzima clave en la desmetilación del tRNA y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ALKBH1
Observaciones/Alias	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8846
ID del gen	8846
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-389 de ALKBH1 humano (NP_006011.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q13686
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo