


Anticuerpo Policlonal Anti-Alkbh3 Para Wb Y Elisa - Q96Q83

Número de artículo: CM0029131



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ALKBH3 validado para WB y ELISA, que reacciona con humano y ratón. Se dirige a la desmetilasa ADN/ARN ALKBH3 involucrada en la reparación de nucleótidos alquilados, ideal para investigación epigenética y de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALKBH3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABH3, PCA1, DEPC1, hABH3, DEPC-1, ALKBH3
Especie	Humano
GeneID	221120
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-286 de ALKBH3 humana (NP_631917.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96Q83
Peso de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo