

Anticuerpo Policlonal Anti-Alkbh4 Para Wb, If/Icc - Q9Nxb9

Número de artículo: CM0014407

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ALKBH4, una dioxigenasa que desmetila la actina y el ADN. Validado para WB e IF/ICC en muestras humanas y de ratón. Adecuado para el estudio de la citocinesis y la regulación de la cromatina en investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALKBH4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABH4; ALKBH4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54784
ID de Gen	54784
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-302 del ALKBH4 humano (NP_060091.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NXW9
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo