


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alkbh5 Para Wb, Elisa - Q6P6C2

Número de artículo: CM0004279



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra ALKBH5 humano (ARN desmetilasa ALKBH5). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para aplicaciones de investigación epitranscriptómica y epigenética del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ALKBH5
Observaciones/Alias	ABH5; OFOX D; OFOX D1; ALKBH5
Especie	Humano
ID de gen (humano)	54890
ID de gen	54890
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-394 de ALKBH5 humano (NP_060228.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6P6C2
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo