


Anti-Alkbh7 Conejillo Pab Para Wb, Elisa - Q9Bt30

Número de artículo: CM0023572



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ALKBH7 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para investigación de desmetilación de ARN mitocondrial y necrosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALKBH7 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	ABH7, SPATA11, UNQ6002, ALKBH7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	84266
ID del Gen	84266
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-221 de ALKBH7 humano (NP_115682.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BT30
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo