


Anticuerpo Policlonal Anti-Alkbh8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Bt7

Número de artículo: CM0030839



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ALKBH8 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce ALKBH8 de humano, ratón y rata, ideal para estudios de modificación de ARNt y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALKBH8 Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	ABH8; TRM9; MRT71; TRMT9; TRMT9A; ALKBH8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	91801
GeneID	91801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de ALKBH8 humano (NP_620130.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96BT7
Peso Molecular de la Proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo