

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alox15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16050

Número de artículo: CM0006936

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la ALOX15 humana (12/15-lipoxigenasa). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para estudios de biosíntesis de mediadores lipídicos e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALOX15 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	246
GeneID	246
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P16050
Peso Proteico	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo