


Anticuerpo Policlonico Anti-Alox15B Para Wb, If/Icc, Elisa - O15296

Número de artículo: CM0029396



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALOX15B humano (15-LOX-2), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Detecta una proteína de 76 kDa involucrada en la peroxidación de PUFAs y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALOX15B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	15-LOX-2; ALOX15B
Especie	Humano
GeneID	247 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de ALOX15B humano (NP_001132.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15296
Peso de la Proteína	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo