


Anticuerpo Monoclonal Anti-Alox5 Para Wb, If-P, Elisa - P09917

Número de artículo: CM0006995



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-ALOX5 de alta calidad validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta ALOX5 (5-LO) humano, de ratón y rata, una enzima clave en la biosíntesis de leucotrienos. Ideal para investigación en inflamación e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALOX5 Ac. Monoclonal de Conejo
Observaciones/Alias	5-LO, 5LPG, LOG5, 5-LOX, ALOX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	240
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ALOX5 humano (NP_000689.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09917
Peso Molecular de la Proteína	78kDa/71kDa/74kDa/61kDa/56kDa
Envío	Bolsa de hielo