


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alox5 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09917

Número de artículo: CM0023979



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ALOX5 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reconoce la 5-lipoxigenasa humana, de ratón y de rata (P09917), una enzima clave en la biosíntesis de leucotrienos y la investigación de la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALOX5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	240
ID del gen	240
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de ALOX5 (NP_000689.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09917
Peso proteico	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo