

Anticuerpo Policlonal Anti-Aloxe3 Para Wb, Elisa - Q9Byj1

Número de artículo: CM0027075



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ALOXE3 humano (Lipoxigenasa tipo epidermis 3), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de la barrera cutánea y el metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ALOXE3
Observaciones/Alias	LI5; ARCI3; E-LOX; eLOX3; eLOX-3; ALOXE3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	59344
GeneID	59344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de ALOXE3 humano (NP_067641.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYJ1
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo