


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alpha-1 Antiquimotripsina (Serpina3) Para Wb, Elisa - P01011

Número de artículo: CM0002051



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Alpha-1 Antiquimotripsina humana (SERPINA3, ACT). Validado para WB y ELISA; se dirige a los residuos 1-423. Ideal para estudios de la respuesta de fase aguda y la patología de las placas amiloides. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Alpha-1 Antiquimotripsina (SERPINA3) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alpha-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	12
ID de Gen	12
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01011
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo