


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alfa-1 Antiquimotripsina (Serpina3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Número de artículo: CM0017500



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Alfa-1-antiquimotripsina humana (SERPINA3), validado para WB, IHC-P, ELISA. Inhibe la catepsina G de neutrófilos y la quimasa de mastocitos, implicado en la respuesta de fase aguda y la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Observaciones/Alias	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	12
GeneID	12
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-423 de la Alfa-1 Antiquimotripsina humana (Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)) (NP_001076.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01011
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo