

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-1 Antitripsina (Serpina1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Número de artículo: CM0005644



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Alfa-1 Antitripsina humana (SERPINA1). Inmunógeno recombinante (aa 25-418). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Para uso en investigación de enfermedades respiratorias y serpinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Alfa-1 Antitripsina (SERPINA1)
Observaciones/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alfa-1 Antitripsina (SERPINA1)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5265
ID del Gen	5265
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-418 de la Alfa-1 Antitripsina humana (SERPINA1) (NP_000286.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01009
Peso Molecular de la Proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo