

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alfa-1 Antitripsina (Serpina1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01009

Número de artículo: CM0017339



Introducción

El pAb de conejo contra la alfa-1 antitripsina (SERPINA1) es un anticuerpo policlonal que detecta la SERPINA1 humana y de ratón. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, se dirige a un inhibidor clave de las serina proteasas implicado en la protección pulmonar. Ideal para la investigación respiratoria y de la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra la alfa-1 antitripsina (SERPINA1)
Observaciones/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alfa-1 antitripsina (SERPINA1)
Especie	Humana
GeneID (humano)	5265
GeneID	5265
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 156-255 de la alfa-1 antitripsina humana (SERPINA1) (NP_000286.3).
Fuente	Cojo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P01009
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo