


Anticuerpo Policlonal Anti-Alfa 1 Espectrina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02549

Número de artículo: CM0017585



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la alfa 1 espectrina humana (SPTA1), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del citoesqueleto y la membrana eritrocitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra alfa 1 espectrina
Observaciones/alias	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alfa 1 espectrina
Especie	Humana
GeneID (humano)	6708
GeneID	6708
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 940-1160 de la alfa 1 espectrina humana (NP_003117.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P02549
Peso de la proteína	280 kDa
Envío	Bolsa de hielo