


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alfa 1 Espectrina Para Wb Y Elisa - P02549

Número de artículo: CM0010988



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo frente a la alfa 1 Espectrina humana (SPTA1, P02549). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Esencial para la investigación del citoesqueleto de la membrana eritrocitaria.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificaciones
Nombre del producto	mAb anti-alfa 1 Espectrina de conejo
Observaciones/Alias	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alfa 1 Espectrina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6708
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 2300-2400 de la alfa 1 Espectrina humana (P02549).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02549
Peso molecular de la proteína	280kDa
Envío	Bolsa de hielo