

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01023

Número de artículo: CM0008560



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Alfa-2-Macroglobulina (A2M) humana, un inhibidor de proteasas clave. Validado para western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica en parafina y ELISA. Funciona en especies humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar mecanismos de inhibición de proteinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Alfa-2-Macroglobulina (A2M) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7, Alfa-2-Macroglobulina (A2M)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2
GeneID	2
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1200-1300 de la A2M humana (P01023)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01023
Peso Proteico	163 kDa
Envío	Bolsa de hielo