

Anticuerpo Policlonal Anti-Alpha-2-Macroglobulina (A2M) Para Wb - P01023

Número de artículo: CM0023080



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Alpha-2-Macroglobulina (A2M) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Útil para investigar los mecanismos de inhibición de proteasas y las interacciones de proteínas plasmáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Alpha-2-Macroglobulina (A2M) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Macroglobulina (A2M)
Especie	Humano
GeneID	2
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1155-1474 de la Alpha-2-Macroglobulina (A2M) humana (NP_000005.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01023
Peso Proteico	163kDa
Envío	Bolsa con hielo