

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M) Para Wb, Elisa - P01023

Número de artículo: CM0014902



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M) validado para WB y ELISA; detecta A2M humana, de ratón y de rata. Utilizado en investigación de inhibición de proteasas. UniProt P01023.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M)
Observaciones/Alias	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alfa-2-Macroglobulina (A2M)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	2
GeneID	2
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1155-1474 de la Alfa-2-Macroglobulina humana (A2M) (NP_000005.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01023
Peso Proteico	163kDa
Envío	Bolsa de hielo