

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa + Beta Sinucleína Para Wb, If-P, Elisa - P37840 / Q16143

Número de artículo: CM0010481



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra alfa + beta Sinucleína humana (P37840/Q16143) para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación sobre el Parkinson y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb anti-alfa + beta Sinucleína de conejo                                                                                   |
| Observaciones/Alias | NACP; PARK1; PARK4; PD1; alfa + beta Sinucleína                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 6620/6622                                                                                                                   |
| GeneID              | 6622/6620                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la alfa + beta Sinucleína humana (P37840). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                         |
| SWISS               | P37840/Q16143                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 18kDa                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                              |