

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-Fetoproteína (Afp) Para Wb, Elisa - P02771

Número de artículo: CM0006798



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo específico de la proteína humana Alfa-fetoproteína (AFP). Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta una banda de ~69 kDa. Ideal para investigación de biomarcadores de cáncer y diagnóstico prenatal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM monoclonal de conejo contra Alfa-fetoproteína (AFP)
Observaciones/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-fetoproteína (AFP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	174
GeneID	174
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P02771
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo