

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-Fetoproteína (Afp) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Número de artículo: CM0003326



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra la alfa-fetoproteína (AFP) humana. Adecuado para aplicaciones de Western blot, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de biomarcadores de cáncer de hígado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón anti-alfa-fetoproteína (AFP)
Observaciones/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-fetoproteína (AFP)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	174
GeneID	174
Inmunógeno	Proteína recombinante de alfa-fetoproteína humana (alfa-fetoproteína (AFP))
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02771
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo