

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alfa-Fetoproteína (Afp) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Número de artículo: CM0005840



Introducción

El Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Alfa-Fetoproteína (AFP), producido en conejo, reconoce la AFP humana. Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Se dirige a un biomarcador secretado de 69kDa sintetizado por el hígado fetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Alfa-Fetoproteína (AFP)
Observaciones/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-Fetoproteína (AFP)
Especie	Humano
GeneID	174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 395-609 de la Alfa-Fetoproteína (AFP) humana (NP_001125.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02771
Peso Molecular de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo