

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alfa-Fetoproteína (Afp) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Número de artículo: CM0014059



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la alfa-fetoproteína (AFP) humana, apto para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de 69 kDa. Ideal para investigación en biología del desarrollo y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra alfa-fetoproteína (AFP)
Observaciones/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-fetoproteína (AFP)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	174
GeneID	174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-609 de la alfa-fetoproteína (AFP) humana (NP_001125.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02771
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo