


Anticuerpo Policlono Anti-Alfa Fodrina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13813

Número de artículo: CM0017102



Introducción

Anticuerpo policlono de conejo dirigido contra la alfa fodrina humana (SPTAN1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación sobre citoesqueleto y secreción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Alfa Fodrina pAb de conejo
Observaciones/Alias	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alfa Fodrina
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6709
GeneID	6709
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 950-1130 de la alfa fodrina humana (NP_001123910.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13813
Peso Proteico	285kDa
Envío	Bolsa de hielo