


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alpha Fodrin Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13813

Número de artículo: CM0007604



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Alpha Fodrin humano (SPTAN1). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación del citoesqueleto y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Alpha Fodrin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6709
ID de Gen	6709
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Alpha Fodrin humano (Q13813).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13813
Peso Proteico	285kDa
Envío	Bolsa de hielo