

Anticuerpo Policlonal Anti-Alfa Internexina Para Wb, Elisa - Q16352

Número de artículo: CM0027595

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Alfa Internexina (NF-66, NEF5) validado para WB y ELISA. Reconoce la alfa-internexina humana y de ratón, una proteína de filamento intermedio neuronal. Adecuado para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo contra Alfa Internexina
Observaciones/Alias	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alfa Internexina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9118
GeneID	9118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 13-300 de la Alfa Internexina humana (Q16352)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16352
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo