

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alfa Internexina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16352

Número de artículo: CM0008489

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Alfa Internexina humana (INA, Q16352), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de filamentos intermedios neuronales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Alfa Internexina
Observaciones/Alias	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alfa Internexina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9118
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la Alfa Internexina humana (Q16352).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16352
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo