

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa Sarcoglicano (Sgca) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16586

Número de artículo: CM0003401

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la alfa-sarcoglicano humana (SGCA, 50DAG, adhalina). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón, rata. Se dirige a una glucoproteína asociada a distrofina de 43 kDa crítica para la estabilidad de la membrana muscular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | alfa Sarcoglicano (SGCA) mAb de Conejo                                               |
| Observaciones/Alias | ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; adhalina; alfa Sarcoglicano (SGCA) |
| Especie             | Humano                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 6442                                                                                 |
| GeneID              | 6442                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético                                                                    |
| Fuente              | Conejo                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                             |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                               |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                          |
| SWISS               | Q16586                                                                               |
| Peso Proteico       | 43kDa                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                       |