

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alpha Snap Para Wb Y Elisa - P54920

Número de artículo: CM0003174

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la Alpha SNAP (NAPA) humana. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del transporte vesicular y el tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Alpha SNAP
Observaciones/Alias	SNAPA; Alpha SNAP
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	8775
ID de gen	8775
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-295 de la Alpha SNAP humana (P54920)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54920
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo