

Anticuerpo Policlonal Anti-Alpha Snap Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54920

Número de artículo: CM0030604

Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Alpha SNAP de CamelBio (P54920) está destinado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Alpha SNAP humano, de ratón y de rata, un mediador clave del transporte vesicular RE-Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Alpha SNAP
Observaciones/Alias	SNAPA; Alpha SNAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8775
GeneID	8775
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-295 de Alpha SNAP humano (NP_003818.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54920
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo