

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-Sinucleína Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P37840

Número de artículo: CM0002638



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra la alfa-sinucleína humana (SNCA). Validado para WB, IF, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PolimAb® de Alfa-Sinucleína de Conejo
Observaciones/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Especie	Humano
ID de Gen	6622
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-140 de la alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37840
Peso Proteico	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo