


Anticuerpo Monoclonal Anti-Truncamiento De Alfa-Sinucleína 1-119 [Mjff-C-24D2] Para Slot Blot, If/Icc, Elisa - P37840

Número de artículo: CM0008622



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo (clon MJFF-C-24D2) dirigido contra el truncamiento 1-119 de la alfa-sinucleína humana y de ratón. Validado en Slot blot, IF/ICC y ELISA. Adecuado para el estudio de la enfermedad de Parkinson y la agregación de proteínas en la investigación neurocientífica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Alfa-sinucleína Truncamiento 1-119 mAb [MJFF-C-24D2]
Observaciones/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Especies	Humano, Ratón
GeneID (Humano)	6622
GeneID	6622
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-119 de la alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Slot blot, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P37840
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo