


Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-Sinucleína Truncada 1-122 Para Slot Blot, Elisa - P37840

Número de artículo: CM0006210



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la alfa-sinucleína humana truncada 1-122. Validado para Slot blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas. Útil para estudiar la enfermedad de Parkinson, la función sináptica y la patología amiloide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb contra alfa-sinucleína truncada 1-122 [MJFF-D-10B7]
Observaciones/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Especie	Humana
GeneID (humano)	6622
GeneID	6622
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-122 de la alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Slot blot, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P37840
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo