

Anticuerpo Policlonal Anti-Alpi (Iap) Para Wb, Elisa - P09923

Número de artículo: CM0028909

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-ALPI validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Se dirige a la fosfatasa alcalina intestinal (IAP), una hidrolasa de membrana anclada a GPI implicada en el metabolismo de los fosfatos y la homeostasis intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALPI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IAP; ALPI
Especie	Humano
ID de Gen	248
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09923
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo