

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alpk1 Para Wb Y Elisa - Q96Qp1

Número de artículo: CM0019498



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ALPK1 humano. Validado para Western blot y ELISA, este anticuerpo detecta la cinasa de la inmunidad innata ALPK1, que detecta el ADP-heptosa bacteriano y activa la señalización NF-kB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALPK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
Especie	Humano
ID de Gen	80216
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-500 del ALPK1 humano (NP_001095876.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96QP1
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo