

Anticuerpo Policlonico Anti-Alpk1 De Conejo Para Wb - Q96Qp1

Número de artículo: CM0019643



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad dirigido a ALPK1 humano, validado para Western blot. Reconoce a la alfa-proteína quinasa 1, una quinasa inmune innata clave que detecta la ADP-heptosa bacteriana y activa NF- κ B. Ideal para estudios de infección e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALPK1 Rabbit pAb
Notas/Alias	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
Especie	Humano
ID del Gen	80216
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-473 de ALPK1 humano (NP_079420.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96QP1
Peso de la Proteína	139kDa
Envío	Bolsa de hielo