

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alppl2 Para Wb, Elisa - P10696

Número de artículo: CM0025743

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALPPL2 humano (GCAP) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación de tumores de células germinales y desarrollo de ensayos IVD. Peso proteico ~57 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALPPL2 Conejo pAb
Observaciones/Alías	GCAP, ALPPL, ALPPL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	251
GeneID	251
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-280 de ALPPL2 humano (NP_112603.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10696
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo