

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Als2Cr1 Para Wb, Elisa - Q9Gzt8

Número de artículo: CM0008900

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra ALS2CR1 humano (proteína tipo NIF3 1), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios de diferenciación neuronal y expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALS2CR1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CALS-7; MDS015; ALS2CR1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	60491
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9GZT8
Peso Proteico	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo