


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alx4 Para Wb, Elisa - Q9H161

Número de artículo: CM0030920



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ALX4, un factor de transcripción homeobox implicado en el desarrollo craneofacial y de las extremidades. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALX4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CRS5; FND2; ALX4
Especie	Humano
GeneID (humano)	60529
GeneID	60529
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del ALX4 humano (NP_068745.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H161
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo