

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Amacr Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Uhk6

Número de artículo: CM0017990

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la AMACR humana (racemasa de alfa-metilacil-CoA), adecuado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Herramienta valiosa para investigar el metabolismo peroxisomal de los ácidos grasos, la síntesis de ácidos biliares y trastornos metabólicos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMACR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR
Especie	Humano
GeneID (humano)	23600
GeneID	23600
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-138 de la AMACR humana (NP_055139.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UHK6
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo