

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Amacr/P504S Para Wb, Elisa - Q9Uhk6

Número de artículo: CM0007036

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-AMACR/p504S validado para WB y ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del metabolismo de ácidos grasos peroxisomales y la síntesis de ácidos biliares. AMACR/p504S (Q9UHK6).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMACR/p504S Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR/p504S
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23600
ID del gen	23600
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-138 de la AMACR humana (NP_055139.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHK6
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo