


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ambp Para Wb, Elisa - P02760

Número de artículo: CM0024164



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la proteína AMBP humana. Adecuado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar el estrés oxidativo, la inhibición de proteasas y los procesos de reparación tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A1M, HCP, ITI, UTI, EDC1, HI30, ITIL, IATIL, ITILC, AMBP
Especie	Humano
GeneID (humano)	259
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-202 del AMBP humano (NP_001624.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02760
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo