


Anticuerpo Policlonal Anti-Ambra1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C0C7

Número de artículo: CM0017093



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Ambra1 humana, apto para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en autofagia, ciclo celular y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ambra1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCAF3; WDR94; Ambra1
Especie	Humano
ID genético (Humano)	55626
ID genético	55626
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1109-1208 de Ambra1 humana (NP_060219.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C0C7
Peso molecular de la proteína	143 kDa
Envío	Bolsa de hielo