


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ambra1 Para Wb Y Elisa - Q9C0C7

Número de artículo: CM0018712



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a AMBRA1 humano (DCAF3/WDR94), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Detecta el regulador de autofagia y ciclo celular de 143 kDa. Ideal para investigación IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Ambra1
Observaciones/Alias	DCAF3; WDR94; Ambra1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	55626
GenelD	55626
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 961-1208 de Ambra1 humano (NP_060219.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9C0C7
Peso Molecular de la Proteína	143kDa
Envío	Bolsa de hielo