


Anticuerpo Policlonal Anti-Amd1 Para Wb, Elisa - P17707

Número de artículo: CM0028469



Introducción

AMD1 Conejo pAb detecta específicamente la proenzima S-adenosilmetionina descarboxilasa (SAMDC/ADOMETDC) en muestras humanas, de ratón y de rata mediante Western blot y ELISA. Ideal para estudiar el metabolismo de las poliaminas y el mantenimiento de células madre embrionarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AMD; SAMDC; ADOMETDC; AMD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	262
GeneID	262
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-334 de AMD1 humano (NP_001625.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17707
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo