

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Amfr Para Wb Y Elisa - Q9Ukv5

Número de artículo: CM0026568



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la AMFR (gp78) humana, una ubiquitina-proteína ligasa E3 involucrada en la degradación asociada al retículo endoplásmico. Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación sobre ubiquitinación y estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMFR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GP78; RNF45; AMFR
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	267
ID de gen	267
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 384-643 de la AMFR humana (NP_001135.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UKV5
Peso de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo